

GUIA DE EXAMES DERMATOLÓGICOS



Pesquisa de Ectoparasitas

Realizar o raspado profundo, fazendo uma dobra na pele e pressionando para que os ácaros saiam. Raspar até sangrar. Transferir o material coletado para uma lâmina de vidro e colocar uma fita de acetato protegendo o material.

IMPORTANTE: Não utilize óleo de imersão, colorações ou outros tipos de produtos junto a amostra.



Pesquisa de Fungo

Coletar os pelos por avulsão (segure o pelo e puxe-o com os dedos ou porta agulhas), preferencialmente nas bordas das lesões. Nunca corte os pelos. Pode-se enviar também crostas de lesões, preferencialmente das bordas das lesões. Acondicionar as amostras em frasco coletor estéril.



Pesquisa de Malassezia

Colete secreções com um swab estéril e deposite o conteúdo sobre uma lâmina, fazendo uma camada fina. Não é necessário colocar outra lâmina por cima pois ela pode se quebrar quando o material for processado, prejudicando a amostra.



Pesquisa Direta

Colete secreções auriculares/cutâneas com um swab e deposite o conteúdo sobre uma lâmina ou envie o swab devidamente acondicionado. Colete um raspado de pele profundo e deposite sobre uma lâmina. Colete crostas de lesões e/ou pelos por avulsão e envie em frasco coletor estéril.

IMPORTANTE: não é possível realizar todas as análises em apenas um tipo de amostra.

